



## Kinder-Ergometer – ergoselect 150

- spezielle Sattelverstellung für Kinder
- verstellbare Pedalkurbeln (12 – 17 cm)
- durch Schnellwechseladapter bequem für größere Jugendliche und Erwachsene umrüstbar
- digitale und analoge Schnittstellen zu EKGs und PC-EKGs
- automatische Blutdruckmessung (optional, nachrüstbar)



## Technische Daten

<b>Ergometer</b>		<b>ergoselect 150</b>
Bremssystem		computergesteuerte Wirbelstrombremse
Belastung		6 – 999 Watt, drehzahlunabhängig
Genauigkeit		gemäß DIN VDE 0750-238
Drehzahlbereich		30 – 130 U/min
Lenkerverstellung		Neigung: 360° / Höhe: 90 – 126 cm
Sitzhöhenverstellung		stufenlos mechanisch
Patientengewicht (max.)		max. 60 kg (Kindersattel) / max. 160 kg (Standard-Sattel)
<b>Bedieneinheit</b>		
Anzeige / Patientenanzeige		Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, SpO <sub>2</sub> , Herzfrequenz (LCD) / Drehzahl (LED)
Tastatur		Folientastatur
Grafische Anzeige (Lastkurve, Pulskurve)		○
<b>Ergometrie-Programme</b>		
Frei programmierbar		10
Feste Stufenprogramme (WHO, Hollmann etc.)		5
Manuelle Lasteinstellung		●
<b>Trainingsprogramme</b>		
Pulsgesteuertes Training (Polar-Empfänger integriert)		○
Vordefinierte Leistungstests		○
<b>Erweiterungen</b>		
Automatische Blutdruckmessung		○
Messung Sauerstoffsättigung (SpO <sub>2</sub> )		○
Standardsattel mit Schnellspannadapter		○
<b>Schnittstellen</b>		
Digital (RS-232, USB) / analog (Soll-Last) / Fernstart		● / ○ / ○
Anschluss an ERS Reha-System		○
<b>Sonstiges</b>		
Abmessungen, max. (L x B x H)		ca. 90 cm x 46 cm x 133 cm (max.)
Gewicht		55 kg
Stromversorgung		100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 50 VA max.

● Standard ○ Option

# ergoline

ergoline GmbH  
Lindenstrasse 5  
72475 Bitz  
Germany

Tel.: +49-(0)-7431 - 9894 - 0  
Fax: +49-(0)-7431 - 9894 - 128  
email: info@ergoline.com  
internet: www.ergoline.com

Alle ergoline-Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach ISO 9001:2008 und EN ISO 13485:2012. Sie tragen alle das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG.

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.